

ADVANCE



Storage for
600,000 Images
20hs Video



Roadmap and
Subtraction



Measuring tool
Stenosis calculation



Video
recording



post-study
workspace



connection
to PACS



A4 paper
printing




export to
Pendrive



export to
CD /DVD



A solução para renovar equipamentos Arco C



 **MicroVision**



SOLICITE A VERSÃO DE TESTE

www.microvision-software.com.ar

Idiomas: Inglês, Espanhol, Português e Francês

Entrada de vídeo composto

Padrões de vídeo CCIR e EIA

Taxa máxima de captura de 25 fps

Matriz de aquisição 576 x 576 px

Saída HDMI para um monitor com resolução de 1366 x 768 px

Saída digital para controle KV automático

Filtro recursivo x2, x4, x8 e x16

Detector de movimento

Filtro de aprimoramento de borda x1 e x2

Rotação de imagem

Subtração

Roadmapping

Inversão especular: horizontal e vertical

Inversão de imagem positiva e negativa

Ajuste o brilho, contraste e gama em tempo real

Zoom de imagem

Ferramenta de cálculo e medição de estenose

Seletor de velocidade de captura

Atalhos de teclado para funções de aquisição

Meu C-Arm, aplicativo Android para controlar funções via bluetooth

Texto OSD na tela

Captura de Imagens

Gravação de vídeo

Geração de arquivo DICOM

Enviando arquivos DICOM para o servidor PACS

LISTA DE TRABALHO DICOM

Gravação de CD e DVD de estúdio auto-reproduzível, inclui visualizador DICOM

Gravação de estúdio em PENDRIVE, inclui visualizador DICOM

Envio de imagens, vídeos e pdf via BLUETOOTH

Modo visualizador de estudo, com banco de dados

Controles multimídia para visualizar estudos

Captura de imagem para vídeos




Criação de laudo médico em PDF

Ferramentas de ajuste de imagem

Ferramenta de inserção de texto na imagem

Ferramenta de edição de vídeo

Impressão de imagens e relatórios



A solução para renovar equipamentos Arco C



SOLICITE A VERSÃO DE TESTE

www.microvision-software.com.ar