

PROFESSIONAL



For GigE Vision
CCD Camera 1.3MP



Video
recording



Measuring tool
Stenosis calculation



Roadmap and
Subtraction



connection
to PACS



A3/A4 paper
printing



export to
Pendrive





export to
CD /DVD




Storage for
1.2 Million images
40hs Video



post-study
workspace



A solução para renovar equipamentos Arco C



SOLICITE A VERSÃO DE TESTE

www.microvision-software.com.ar

Idiomas Inglês, Espanhol, Português.

Interface de vídeo GigE Vision

Taxa máxima de captura de 25 fps

Matriz de aquisição 960px x 960px

Saída HDMI para um monitor com resolução 1920x1080px

Saída digital para controle KV automático

Filtro recursivo x2, x4, x8 e x16

Detector de movimento

Filtro de aprimoramento de borda x1 e x2

Rotação de imagem

Subtração

Roteiro

Inversão especular: horizontal e vertical

Inversão de imagem positiva e negativa

Ajuste o brilho, contraste e gama em tempo real

Zoom de imagem

Ferramenta de cálculo e medição de estenose

Seletor de velocidade de captura para 25 FPS, 12,5 FPS e 6,25 FPS

Atalhos de teclado para funções de aquisição

Meu C-Arm, aplicativo Android para controlar funções via bluetooth

Texto OSD na tela

Captura de imagens, com capacidade de armazenamento de até 3 milhões

imagens

Gravação de vídeo com capacidade de armazenamento de até 100 horas de vídeo

Geração de arquivo DICOM

Enviando arquivos DICOM para o servidor PACS

LISTA DE TRABALHO DICOM

Gravação de estúdio de DVD com reprodução automática, inclui visualizador DICOM

Gravação de estudo na memória USB, inclui visualizador DICOM

Modo visualizador de estudo, com banco de dados

Controles multimídia para visualizar estudos

Captura de imagem para vídeos

Criação de laudo médico em PDF


Grande criação de áudio WAV

Ferramentas de ajuste de imagem

Ferramenta de inserção de texto na imagem

Ferramenta de edição de vídeo

Impressão de imagens e relatórios



A solução para renovar equipamentos Arco C



SOLICITE A VERSÃO DE TESTE

www.microvision-software.com.ar